

За поддержанием качества производимой Унитарным предприятием «ФреБор» продукции на высоком уровне и обеспечением ее конкурентоспособности следит служба контроля качества

+ Контроль качества выполняется на всех ступенях жизненного цикла продукции, включающего этапы ее разработки, производства и реализации; и осуществляется посредством внедренной на предприятии интегрированной системы менеджмента качества

+ Осуществлять контроль производственных процессов и качества выпускаемой продукции предприятию помогают 4 лаборатории, входящие в структуру службы контроля качества: аналитическая, микробиологическая и две производственные



АО «Росатом РДС»

www.rosatom-rds.ru

smt@rosatom.ru

+7 (929) 591-87-70

Москва, ул. Красноказарменная, д. 12, стр. 26, этаж/помещ./ком. 1/1/1



Производственное унитарное предприятие «ФРЕБОР»

www.frebor.by

+375 (177) 73-42-65

222518, Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, 6 этаж



РОСАТОМ
РДС



Скачать буклет

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА



Иглы
диализные

Диализаторы

Магистральные
диализные



ДИАЛИЗАТОРЫ

МАГИСТРАЛИ

ИГЛЫ

Высокопоточные
ДИАЛИЗАТОРЫ
однократного применения

Предназначены для внепочечного очищения крови методами диализа и ультрафильтрации в клиниках и больницах при лечении больных с почечной недостаточностью

+ Диализатор представляет собой прозрачный цилиндрический корпус из поликарбоната, заполненный капиллярными фильтрами из полисульфона, которые зафиксированы с обеих сторон полиуретановой заливкой

+ Задачей внепочечного очищения крови (физиологической среды) является целенаправленное изменение её ионного, углеводного состава, стабилизация pH, удаление избытка воды, низкомолекулярных метаболитов (мочевины, креатинина и др.), токсичных веществ и аллергенов, представляющих собой как низко, так и высокомолекулярные компоненты при сохранении неизменного содержания белков, жиров, форменных элементов



РЗН 2025/25356
Регистрационное удостоверение

- + Материал мембраны — полисульфон
- + Стерилизация — радиационная (R)
- + Материал — изготовлен из материалов медицинского назначения

Стерильно
Апирогенно
Нетоксично

- + Упаковочный материал — пакет из термоформуемой многослойной пленки
- + Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 3 года с даты изготовления

Тип диализатора	Эффективная площадь поверхности мембраны, м²	КУФ мл/ч-мм.рт.ст.	Клиренс			КоА мочевина, мл/мин	Объем заполнения полости для перфузата, мл.
			Мочевина	Фосфаты	Витамин В12		
ДВ3	0,4	16	152*	140*	70*	355	28
ДВ4	0,6	20	170*	150*	98*	494	37
ДВ5	1,0	33	178*	160*	112*	629	60
ДВ6	1,4	46	185*	172*	122*	717	70
ДВ7	1,6	52	197*	185*	132*	824	90
ДВ8	1,8	59	260**	230**	174**	961	100
ДВ10	2,0	68	270**	240**	182**	1144	110
ДВ11	2,2	75	280**	248**	194**	1415	120

Qd – 500 мл/мин *Qb – 200 мл/мин **Qb – 300 мл/мин

МАГИСТРАЛИ ДИАЛИЗНЫЕ

однократного применения

Предназначены для подсоединения кровопроводящей полости диализатора к пациенту при внепочечном очищении крови у больных с острой и хронической почечной недостаточностью



Стерильно

Апирогенно

Нетоксично

РЗН 2025/25331

Регистрационное удостоверение

+ Основные элементы магистралей — трубка, отводы и камера капельная изготовлены из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов (DEHP/DOP Free)

+ Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 5 лет с даты изготовления

+ Стерилизация — Газовая, этилен оксидом (ЭО)

+ Количество в ящике — 400 шт

+ Упаковочный материал — пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги

Магистралы артериальные

Тип магистралы	Длина магистралы, мм	Внутренний диаметр трубок магистралей, мм	Объем заполнения магистралы, мл	Наружный диаметр трубок магистралей, мм
МА 121-М*	4380 ± 100	6,5 ± 0,05	103	12,2 (+0,1; -0,25)
МА 123-М* (педиатрическая)	3350 ± 100	4,6 ± 0,05	50	10 (-0,15)

Магистралы венозные

Тип магистралы	Длина магистралы, мм	Внутренний диаметр трубок магистралей, мм	Объем заполнения магистралы, мл
МВ 121-М*	3190 ± 100	6,5 ± 0,05	80
МВ 123-М* (педиатрическая)	1885 ± 80	4,6 ± 0,05	50

*При комплектации магистралей мешком дренажным и соединителями (соединитель медицинский полимерный СМП-05, соединитель магистралей), добавляется буква «М»

ИГЛЫ ДИАЛИЗНЫЕ

однократного применения

Предназначены для подсоединения к кровопроводящим магистралям при внепочечном очищении крови у больных с острой и хронической почечной недостаточностью



РЗН 2025/25333

Регистрационное удостоверение

- + Стерилизация — Газовая, этилен оксидом (ЭО)
- + Упаковочный материал — пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги
- + Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 5 лет с даты изготовления

- + Количество в ящике — 400 шт
- + Дополнительно — Размеры, цветовая кодировка указаны в таблице

Размер иглы по шкале Гейдж	Диаметр иглы, мм	Длина иглы, мм	Длина трубки, мм	Цвет держателя (цветовой код)
Игла артериальная				
15G	1,8	25	150	желтый (белый)
16G	1,65	20	150	зеленый
17G	1,5	20	150	красный
Игла венозная				
15G	1,8	25	150	желтый (белый)
16G	1,65	20	150	зеленый
17G	1,5	20	150	красный